

中华人民共和国国家标准

GB/T 27535-2011

猪流感 HI 抗体检测方法

Detection method of hemagglutination inhibition antibody against swine influenza

2011-11-21 发布

2012-03-01 实施

前言

- 本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。
- 本标准由中华人民共和国农业部提出。
- 本标准由全国动物防疫标准化技术委员会(SAC/TC 181)归口。
- 本标准起草单位:中国农业科学院哈尔滨兽医研究所。
- 本标准主要起草人:乔传玲、杨焕良、陈艳、辛晓光、陈化兰。

猪流感 HI 抗体检测方法

1 范围

本标准规定了猪流感病毒血凝(HA)和血凝抑制(HI)试验的技术要求。 本标准适用于猪流感血清 HI 抗体的检测。

2 仪器

水浴箱、4℃冰箱等。

3 试验材料

单道及多道微量移液器、吸头。

4 试剂

- 4.1 0.01 mol/L pH7.2 PBS(参见附录 A 中 A.1)。
- 4.2 胰酶溶液(参见附录 A 中 A.2)。
- 4.3 0.01 mol/L KIO, 溶液(参见附录 A 中 A.3)。
- 4.4 1%丙三醇盐水(参见附录 A 中 A.4)。
- 4.5 阿氏(Alsevers)液(参见附录 A 中 A.5)。
- 4.6 0.5%鸡红细胞悬液(参见附录 A 中 A.6)。
- 4.7 HI 试验抗原和阴、阳性血清(参见附录 A 中 A.7)。

5 血凝(HA)试验

- 5.1 用多道微量移液器在微量反应板的 1~12 孔均加入 0.05 mL PBS,换吸头。
- 5.2 吸取 0.05 mL 抗原,加入第1孔,反复抽打 3~5 次混匀。
- 5.3 从第 1 孔吸取 0.05 mL 抗原加入第 2 孔,混匀后吸取 0.05 mL 加入第 3 孔,如此进行对倍稀释至 第 11 孔,从第 11 孔吸取 0.025 mL 弃之,换吸头。第 12 孔作为红细胞对照。
- 5.4 每孔均加入 0.05 mL 0.5%(体积分数)鸡红细胞悬液(将鸡红细胞悬液充分摇匀后加入)。
- 5.5 轻轻混匀,室温(20 ℃~25 ℃)下静置 20 min 后观察结果(如果环境温度太高,可置 4 ℃环境下)。 对照孔红细胞显著呈钮扣状时判定结果。
- 5.6 结果判定:将反应板倾斜 45°,观察红细胞若没有呈泪滴状流淌,则判为 HA 阳性;完全血凝(不流淌)的病毒最高稀释倍数代表 1 个血凝单位(HAU)。

6 血凝抑制(HI)试验

6.1 操作步骤

6.1.1 血清样品的处理:待检血清样品需经"胰酶-加热-高碘酸盐方法"处理,以去除血清中非特异性

GB/T 27535-2011

凝集抑制因子。其步骤为:先加 0.15 mL 胰酶溶液于 0.3 mL 血清中,在 56 ℃水浴灭活 30 min 后冷却至室温;加 0.9 mL 高碘酸钾,混合,室温孵育 15 min;加 0.9 mL 丙三醇盐溶液,混合,室温孵育 15 min;加 0.75 mL 生理盐水并混合,置 4 ℃保存备用。

- 6.1.2 根据 HA 试验中测定的 HI 抗原效价配制 4HAU 的抗原。HA 效价除以 4 即为含 4HAU 抗原的稀释倍数。例如,HA 效价 256,则 4HAU 抗原的稀释倍数应是 64(256 除以 4)。
- 6.1.3 在微量反应板的 2~11 孔加人 0.025 mL PBS,第 12 孔加入 0.05 mL PBS。
- 6.1.4 吸取 0.05 mL 血清(待检血清、阳性血清及阴性血清)加入第 1 孔内,从中吸取 0.025 mL 于第 2 孔,充分混匀后吸 0.025 mL 于第 3 孔,依次对倍稀释至第 11 孔,从第 11 孔吸取 0.025 mL 弃去。
- 6.1.5 1~11 孔均加入含 4HAU 混匀的抗原 0.025 mL,第 12 孔作为红细胞对照。室温(20 ℃~25 ℃)下静置 10 min~30 min。
- 6.1.6 每孔加人 0.05 mL 0.5%(体积分数)的鸡红细胞悬液混匀,轻轻混匀,室温($20 \text{ \mathbb{C}} \sim 25 \text{ \mathbb{C}}$)下静置 $10 \text{ min} \sim 30 \text{ min}$ (若环境温度太高,可置 $4 \text{ \mathbb{C}}$ 条件下进行),在红细胞对照孔呈钮扣状沉于孔底时即可判定结果。

6.2 结果判定

- 6.2.1 检测结果成立的条件:已知阳性血清与相应抗原反应后出现预期的 HI 效价,阴性血清与抗原反应 HI 结果为阴性;反之试验重新进行。
- 6.2.2 以完全抑制 4 个 HAU 抗原的血清最高稀释倍数作为 HI 效价。待检猪血清经过处理后已作 10 倍稀释,如果血凝抑制有一个孔发生抑制,此时血清的效价即为 1:10,判为阳性。
- 6.2.3 未经疫苗免疫的猪只经过14d后再次采样,测定,如果第二次的抗体高于第一次2个滴度,判为该猪处于感染期。

7 注意事项

- 7.1 标准抗原稀释液浓度为 4 个 HAU,并且在每次试验前进行标定。
- 7.2 孵育时间要严格控制。红细胞对照完全沉淀时要迅速判读。在一些病毒株中可见红细胞从病毒中解脱,如果有这种情况的发生,要提前判定或置 4 ℃下孵育。
- 7.3 红细胞悬液始终符合标准。
- 7.4 反应试剂要按规定保存和使用。为避免反复冻融和细菌污染,应以无菌操作将试剂分装成小包装。
- 7.5 冻干的试剂应按照说明书中规定的体积重新溶解并保存。

附 录 A (资料性附录)相关试剂的配制

A. 1 0.01 mol/L pH 值 7.2 PBS

 NaCl
 8 g

 KCl
 0.2 g

 Na₂ HPO₄
 1.42 g

 KH₂PO₄
 0.27 g

 灭菌双蒸水
 800 mL

NaOH 或者 HCl调 pH(7.0~7.4),灭菌双蒸水加至 1 000 mL 定容,121 ℃高压灭菌 15 min 或过滤除菌。

A.2 胰酶溶液

胰酶(P-250)

0.01 mol/L PBS

加至 25 mL

200 mg

过滤除菌,分装保存于-20 ℃或-70 ℃,每6个月重新配制胰酶。

A. 3 0.01 mol/L KIO, 溶液

KIO₄

230 mg

0.01 mol/L PBS

加至 100 mL

过滤除菌,KIO,溶液新鲜配制,在1周内使用。

A. 4 1%丙三醇盐水

丙三醇

1 mL

0.01 mol/L PBS

99 mL

过滤除菌。

A.5 阿氏(Alsevers)液

 葡萄糖
 2.05 g

 柠檬酸钠
 0.8 g

 柠檬酸
 0.055 g

 氯化钠
 0.42 g

 灭菌双蒸水
 至 100 mL

NaOH 或者 HCl 调 pH 6.1

121 ℃高压灭菌 15 min,2 ℃~8 ℃保存备用。

A.6 0.5%鸡红细胞悬液

A.7 HI 试验抗原和阴、阳性血清

抗原系用猪流感病毒接种 SPF 鸡胚, 收获感染鸡胚液, 用甲醛溶液灭活, 经浓缩后, 加适宜稳定剂, 经冷冻真空干燥制成。用于 HI 试验, 检测猪流感病毒的抗体。

阳性血清系用猪流感病毒灭活疫苗免疫 SPF 鸡,采血、分离血清,加适宜稳定剂,经冷冻真空干燥制成;阴性血清系采集 SPF 鸡血,分离血清,冻干制成。用于猪流感病毒 HI 试验,分别作为阳性与阴性对照。使用冻干的抗原和血清时均按瓶签上规格标注的量,用灭菌生理盐水溶解。