

中华人民共和国国家标准

GB/T 18648—2020 代替 GB/T 18648—2002

非洲猪瘟诊断技术

Diagnostic techniques for African swine fever

5/1C

2020-12-14 发布 2020-12-14 实施

目 次

前	言・		V
1		围	
2		芭性引用文件	-
3		各语 ·····	-
4		勿安全措施	
5	临月	末诊断	
	5.1	易感动物和宿主	
	5.2	临床表现	
	5.3	病理变化	
	5.4	临床诊断结果判定	2
6	实验	检室诊断样品采集及处理	2
	6.1	试剂	4
	6.2	采样用具	2
	6.3	样品采集	2
	6.4	样品处理	
7	普遍	甬 PCR 方法	•
	7.1	试剂	
	7.2	仪器设备	
	7.3	引物序列	
	7.4	试验程序	
	7.5	试验成立条件	
	7.6	普通 PCR 结果判定 ·····	
8	炭シ	光 PCR 方法······	Ę
	8.1	试剂	Į
	8.2	仪器设备	Į
	8.3	引物和探针	
	8.4	试验程序	
	8.5	试验成立条件	
	8.6	荧光 PCR 结果判定 ·····	
9	炭シ	光 RAA 方法 ······	
	9.1	试剂	
	9.2	仪器设备	
	9.3	引物	(

9.4	试验程序	
9.5	试验成立条件	
9.6	荧光 RAA 结果判定	
10 高	敏荧光免疫分析法	
10.1	试剂	
10.2	仪器设备	
10.3	试验程序	
10.4	高敏荧光免疫分析结果判定	. 8
11 夹	心 ELISA 抗原检测方法 ····································	9
11.1	试剂	. 9
11.2	仪器设备	. 9
11.3	试验程序	. 9
11.4	试验成立条件	10
11.5	夹心 ELISA 抗原检测结果判定	10
12 间	接 ELISA 抗体检测方法······	10
12.1	试剂	10
12.2	仪器设备	
12.3	试验程序	10
12.4	试验成立条件	11
12.5	间接 ELISA 抗体检测结果判定	
13 阻	断 ELISA 抗体检测方法 ······	
13.1	试剂	
13.2	仪器设备	12
13.3	试验程序	12
13.4		
13.5	试验成立条件	
13.6	阻断 ELISA 抗体检测结果判定	
14 夹	心 ELISA 抗体检测方法······	
14.1	试剂	
14.2	仪器设备	
14.3	试验程序	
14.4		
14.5	夹心 ELISA 抗体检测结果判定 ······	15
15 间	接免疫荧光方法	
15.1	试剂	
15.2	仪器设备	
15.3	试验程序	16

15.4	试验成立条件		16
15.5	间接免疫荧光:	结果判定	17
16 综合			17
附录 A	(规范性附录)	样品保存液的配制方法	18
附录B	(规范性附录)	聚合酶链式反应溶液的配制方法	19
附录C	(规范性附录)	酶联免疫吸附试验溶液的配制方法	20



前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。

本标准代替 GB/T 18648—2002《非洲猪瘟诊断技术》,与 GB/T 18648—2002 相比,除编辑性修改外,主要技术变化如下:

- 一一增加了缩略语(见第3章);
- ——增加了生物安全措施(见第4章);
- ——增加了临床诊断(见第5章);
- ——增加了实验室诊断样品采集及处理(见第6章);
- ——增加了荧光 PCR 方法(见第 8 章)、荧光 RAA 方法(见第 9 章)、高敏荧光免疫分析法(见第 10 章)、夹心 ELISA 抗原检测方法(见第 11 章)、阻断 ELISA 抗体检测方法(见第 13 章)、夹心 ELISA 抗体检测方法(见第 14 章)、间接免疫荧光方法(见第 15 章)等实验室诊断方法;
- ——增加了综合判定(见第 16 章);
- ——增加了样品保存液的配制方法(见附录 A)、聚合酶链式反应溶液的配制方法(见附录 B);
- ——修改了酶联免疫吸附试验溶液的配制方法(见附录 C,2002 年版的附录 C)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别这些专利的责任。

本标准由中华人民共和国农业农村部提出。

本标准由全国动物卫生标准化技术委员会(SAC/TC 181)归口。

本标准起草单位:中国动物卫生与流行病学中心。

本标准主要起草人:吴晓东、李林、胡永新、樊晓旭、邹艳丽、任炜杰、张永强、戈胜强、王清华、李金明、包静月、赵永刚、徐天刚、李岭、刘珊、蒋正军、王树双、马洪超、王志亮。

本标准所代替标准的历次版本发布情况为:

----GB/T 18648-2002.

非洲猪瘟诊断技术

1 范围

本标准规定了 ASF 的临床诊断,实验室诊断样品采集及处理,以及普通 PCR 方法、荧光 PCR 方法、荧光 RAA 方法、高敏荧光免疫分析法、夹心 ELISA 抗原检测方法、间接 ELISA 抗体检测方法、阻断 ELISA 抗体检测方法、夹心 ELISA 抗体检测方法、间接免疫荧光方法等实验室诊断方法。

本标准适用于家猪和野猪 ASF 的诊断与监测。

2 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件,仅注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB 19489 实验室 生物安全通用要求

3 缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ASF:非洲猪瘟(African Swine Fever)

ASFV:非洲猪瘟病毒(African Swine Fever Virus)

DEPC: 焦碳酸二乙酯(Diethy Pyrocarbonate)

EDTA: 乙二胺四乙酸(Ethylenediaminetetraacetic Acid)

ELISA:酶联免疫吸附试验(Enzyme Linked Immunosorbent Assay)

FAM:6-羧基荧光素(6-Carboxy-Fluorescein)

OD:光密度(Optical Density)

PBS:磷酸盐缓冲液(Phosphate Buffered Saline)

PCR:聚合酶链式反应(Polymerase Chain Reaction)

RAA:重组酶介导的等温核酸扩增技术(Recombinase Aided Amplification)

SPF:无特定病原体(Specific Pathogen Free)

TMB:四甲基联苯胺(3,3',5,5'-Tetramethyl-Benzidine)

4 生物安全措施



进行 ASF 实验室诊断时,如样品处理、核酸提取等,应按照 GB 19489 执行。

5 临床诊断

5.1 易感动物和宿主

猪科动物是 ASFV 的易感动物。家猪和欧亚野猪对 ASFV 高度易感,且表现出相似的临床症状和死亡率;而非洲野猪,例如疣猪、丛林猪、红河猪和巨林猪,感染 ASFV 后很少或者不出现临床症状,是

病毒的储存宿主。

5.2 临床表现

- 5.2.1 最急性:无明显临床症状突然死亡。
- 5.2.2 急性:体温可高达 42° 、沉郁,厌食,耳、四肢、腹部皮肤有出血点,可视黏膜潮红、发绀。眼、鼻有黏液脓性分泌物;呕吐;便秘,粪便表面有血液和黏液覆盖;或腹泻,粪便带血。共济失调或步态僵直,呼吸困难,病程延长则出现瘫痪、抽搐等其他神经症状。妊娠母猪流产。病死率可达 100%。病程 $4 \text{ d} \sim 10 \text{ d}$ 。
- 5.2.3 亚急性:临床症状与急性相同,但病情较轻,病死率较低。体温波动无规律,一般高于 40.5 ℃。 仔猪病死率较高。病程 5 d \sim 30 d。
- 5.2.4 慢性:波状热,呼吸困难,湿咳。消瘦或发育迟缓,体弱,毛色暗淡。关节肿胀,皮肤溃疡,跛足。 死亡率低。病程2个月到15个月。

5.3 病理变化

典型的病理变化包括浆膜表面充血、出血,肾脏、肺脏表面有出血点,心内膜和心外膜有大量出血点,胃、肠道黏膜弥漫性出血;胆囊、膀胱出血;肺脏肿大,切面流出泡沫性液体,气管内有血性泡沫样黏液;脾脏肿大,易碎,呈暗红色至黑色,表面有出血点,边缘钝圆,有时出现边缘梗死;颌下淋巴结、腹腔淋巴结肿大,严重出血。最急性型的个体可能不出现明显的病理变化。

5.4 临床诊断结果判定

易感动物出现上述临床症状和病理变化,可初步判定为疑似 ASF 病例。

6 实验室诊断样品采集及处理

6.1 试剂

- 6.1.1 0.1 mol/L PBS(pH 7.4),配制方法见附录 A 的 A.1。
- 6.1.2 0.04 mol/L PBS(pH 7.4),配制方法见 A.2。
- 6.1.3 50%甘油-PBS保存液,配制方法见 A.3。
- 6.1.4 青霉素,浓度为 10 000 IU/mL。
- 6.1.5 链霉素,浓度为 10 000 μg/mL。

6.2 采样用具

- 6.2.1 器械:解剖刀、剪刀、镊子、骨锯、注射器及针头、组织匀浆器等。
- 6.2.2 容器:真空采血管(含 EDTA 抗凝剂)、离心管(2 mL、10 mL)、样品保存管等。
- 6.2.3 个人防护用具:防护服、防护镜、防护帽、防护靴、口罩、一次性手套等。
- 6.2.4 采样记录用品:采样单、记号笔、防水标签等。
- 6.2.5 其他:医用棉签、医用纱布、封口膜、冰袋等。

6.3 样品采集

6.3.1 口鼻拭子采集

采集病死猪或发病猪、同群猪的口鼻拭子样品。用医用棉签在口腔或鼻腔转动至少3圈,采集口腔、鼻腔的分泌物;蘸取分泌物后,立即将拭子浸入1 mL 50%甘油-PBS 保存液中,剪去露出部分,盖紧

离心管盖,密封后冷藏或冷冻保存。

6.3.2 全血样品采集

在发病猪群中,使用真空采血管(含 EDTA 抗凝剂)采集一定数量发病猪、同群猪全血各 5 mL,密封后冷藏或冷冻保存。

6.3.3 血清样品采集

在每一发病猪群中,采集发病猪、同群猪全血各 5 mL,室温放置 $12 \text{ h} \sim 24 \text{ h}$,分离血清,装入离心管中,密封后冷藏或冷冻保存。

6.3.4 组织样品采集

采集病死猪或扑杀发病猪的组织样品。首选脾脏,其次为扁桃体、淋巴结、肾脏、骨髓等。脾脏、肾脏采集约 $3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm} \times 3 \text{ cm}$ 大小,扁桃体整体采集,淋巴结选取出血严重的整体采集,骨髓采集长度约 3 cm。将所采集样品放入 50% 甘油-PBS 保存液中。

6.4 样品处理

6.4.1 口、鼻拭子样品处理

口、鼻拭子标记样品编号,立即进行 ASF 病原检测或冷冻储存备用。

6.4.2 全血样品处理

全血标记样品编号,立即进行 ASF 病原检测或冷冻储存备用。

6.4.3 血清样品处理

血清标记样品编号,立即进行 ASFV 抗体检测或冷冻储存备用。

6.4.4 组织样品处理

取适量采集的组织样品置于组织匀浆器中充分研磨,加入终浓度为 1~000~IU/mL 的青霉素、 $1~000~\mu g/mL$ 的链霉素,灭菌的 0.1~mol/L~PBS(pH~7.4)制备 10%组织匀浆液。 <math>2~000~r/min 离心处理 10~min。取上清液,标记编号,立即进行 ASF 病原检测或冷冻储存备用。

7 普通 PCR 方法

7.1 试剂

- 7.1.1 DNA 提取试剂盒。
- 7.1.2 PCR 预混液 $(2 \times)$: Taq DNA 聚合酶 $(0.05 \text{ U}/\mu\text{L})$,反应缓冲液, 4 mmol/L MgCl₂ 以及 0.4 mmol/L的 dNTP。
- 7.1.3 无核酸酶水,配制方法见附录 B的 B.1。
- 7.1.4 TAE 缓冲液,配制方法见 B.2 和 B.3。
- 7.1.5 2%的琼脂糖凝胶,配制方法见 B.4。
- 7.1.6 6×上样缓冲液。

7.2 仪器设备

7.2.1 自动化核酸提取仪。

- 7.2.2 PCR 扩增仪。
- 7.2.3 台式低温高速离心机(最大离心力 12 000 g 以上)。
- 7.2.4 稳压稳流电泳仪和水平电泳槽。
- 7.2.5 凝胶成像仪(或紫外透射仪)。
- 7.2.6 微量可调移液器(2.5 μ L、10 μ L、100 μ L、200 μ L、1 000 μ L 等不同规格)。
- 7.2.7 无核酸酶离心管与吸头。
- 7.2.8 PCR 扩增管。

7.3 引物序列

引物针对 ASFV B646L 基因的保守区域设计。上游引物 PPA-1:5'-AGTTATGGGAAAC-CCGACCC-3';下游引物 PPA-2:5'-CCCTGAATCGGAGCATCCT-3'。扩增产物大小为 257 bp。

7.4 试验程序

7.4.1 核酸提取

采用 DNA 提取试剂盒提取各类样本中的病毒核酸,或用自动化核酸提取仪提取各类样本中的病毒核酸。如在 2 h 内检测可将提取的核酸置于冰上保存,否则应置于−20 ℃冰箱保存。

每次抽提核酸,应至少包括一个阳性对照和一个阴性对照。阳性对照样品应为 ASFV 核酸阳性样本(血清、全血、10%组织匀浆或细胞培养上清液);阴性对照样品应为无核酸酶水或者 ASFV 核酸阴性样本(血清、全血、10%组织匀浆或细胞培养上清液)。

7.4.2 核酸扩增

7.4.2.1 扩增体系

每个样品配制 22 μL PCR 反应混合液,组成如下:

无核酸酶水 7.5 μL PCR 预混液(2×) 12.5 μL PPA-1(10 μmol/L) 1 μL PPA-2(10 μmol/L) 1 μL

将 22 μ L PCR 反应混合液加入每个 0.2 mL PCR 扩增管;将 3 μ L DNA 模板加入 PCR 扩增管中。每次进行普通 PCR 扩增时均应设立阳性、阴性及空白对照。阳性对照应用阳性对照样品所提取核酸作为模板,阴性对照应用阴性对照样品所提取核酸作为模板,空白对照应用无核酸酶水作为模板。加入模板后,密封反应管,瞬时离心。将所有 PCR 扩增管放在 PCR 仪中。按 7.4.2.2 条件运行扩增程序。

7.4.2.2 扩增条件

95 ℃预变性 10 min; 95 ℃变性 15 s,62 ℃退火 30 s,72 ℃延伸 30 s,40 个循环; 72 ℃终延伸 7 min。

7.4.2.3 PCR 扩增产物电泳

将 $5 \mu L$ 的 $6 \times$ 上样缓冲液加入 PCR 产物中,混匀后取 $8 \mu L$ 加入到使用 $1 \times$ TAE 缓冲液配制的 2%琼脂糖凝胶中,电泳 $30 \min \sim 40 \min$ 。电泳结束后,将琼脂糖凝胶置于凝胶成像仪中观察结果。

7.5 试验成立条件

阳性对照应有大小为 257 bp 的特异性扩增条带,且阴性对照和空白对照应无任何扩增条带。

7.6 普通 PCR 结果判定

符合 7.5 的条件,被检样品有大小为 257 bp 的特异性扩增条带,且与阳性对照条带分子量大小相符,则该样品判为 ASFV 核酸阳性;被检样品无特异性的扩增条带,则判为 ASFV 核酸阴性。

8 荧光 PCR 方法

8.1 试剂

- 8.1.1 DNA 提取试剂盒。
- 8.1.2 无核酸酶水,配制方法见 B.1。
- 8.1.3 荧光 PCR 预混液(2×)。

8.2 仪器设备

- 8.2.1 荧光 PCR 扩增仪。
- 8.2.2 台式低温高速离心机(最大离心力 12 000 g 以上)。
- 8.2.3 微量可调移液器(2.5 μ L、10 μ L、100 μ L、200 μ L、1000 μ L 等不同规格)。
- 8.2.4 无核酸酶离心管与吸头。
- 8.2.5 PCR 扩增管。

8.3 引物和探针

引物和探针针对 ASFV B646L 基因的保守序列设计。上游引物 VP72-F1:5'-GCTTTCAGGAT-AGAGATACAGCTCT-3'; 下 游 引 物 VP72-R1: 5'-CCGTAGTGGAAGGGTATGTAAGAG-3'; TaqMan 探针 VP72-T1:FAM-CCGTAACTGCTCATGGTATCAATCTTATCG-BHQ1。

8.4 试验程序



8.4.1 核酸提取

方法同 7.4.1。

8.4.2 核酸扩增

8.4.2.1 扩增体系

每个样品配制 18 μL 荧光 PCR 反应混合液,组成如下:

无核酸酶水 5.9 μL 荧光 PCR 预混液(2×) 10 μL VP72-F1(10 μmol/L) 0.8 μL VP72-R1(10 μmol/L) 0.8 μL VP72-T1(10 μmol/L) 0.5 μL

将 18 μL 荧光 PCR 反应混合液加入 PCR 扩增管;将 2 μL DNA 模板加入每个 PCR 扩增管中。每次进行荧光 PCR 扩增时均应设阳性、阴性及空白对照。阳性对照应用阳性对照样品所提取核酸作为模板,阴性对照应用阴性对照样品所提取核酸作为模板,空白对照应用无核酸酶水作为模板。加入模板后,密封 PCR 扩增管,瞬时离心。将所有 PCR 扩增管放入荧光 PCR 仪中。按 8.4.2.2 运行扩增程序。

8.4.2.2 扩增条件

50 ℃孵育 2 min;95 ℃预变性 5 min;95 ℃变性 15 s,58 ℃退火延伸 1 min,45 个循环,在每一循环的 58 ℃时收集 FAM 荧光信号。

8.5 试验成立条件

阳性对照的 Ct 值<30 且出现特异性扩增曲线,阴性对照无 Ct 值或阴性对照 Ct 值≥40 且无特异性扩增曲线,试验结果有效;否则应重新进行试验。

8.6 荧光 PCR 结果判定

符合 8.5 的条件,被检样品 Ct 值 \leq 38 且出现特异性扩增曲线,则判为 ASFV 核酸阳性;当无 Ct 值 或 Ct 值 \geq 40,则判为 ASFV 核酸阴性;当 38<Ct 值<40 且出现特异性扩增曲线,则判为疑似。对疑似样品,模板量加倍(4 μ L DNA 模板)进行 1 次复检,做 3 个重复;有 2 个重复 Ct 值<40 且出现特异性扩增曲线即判为 ASFV 核酸阳性,否则判为 ASFV 核酸阴性。

9 荧光 RAA 方法

9.1 试剂

- 9.1.1 DNA 提取试剂盒。
- 9.1.2 无核酸酶水,配制方法见 B.1。
- 9.1.3 RAA 反应预混液。
- 9.1.4 RAA 荧光基础反应单元:包含重组酶,单链结合蛋白,DNA 聚合酶的冻干粉。
- 9.1.5 280 mmol/L 乙酸镁。

9.2 仪器设备

- 9.2.1 恒温荧光基因检测仪。
- 9.2.2 台式低温高速离心机(最大离心力 12 000 g 以上)。
- 9.2.3 微量可调移液器(2.5 μL、10 μL、100 μL、200 μL、1 000 μL 等不同规格)。
- 9.2.4 无核酸酶离心管与吸头。

9.3 引物

引物和探针针对 ASFV B646L 基因的保守序列设计。上游引物 VP72-F2:5'-TAGTGATAGAC-CCCACGTAATCCGTGTCCCAAC-3';下游引物 VP72-R2:5'-CGATGATCCGGGTGCGATGAT-GATTACCTT-3';探针 VP72-T2:GATACGTTAATATGACCACTGGGTTGGTAT(FAM-dT)C(THF)(BHQ1-dT)CCCGTGGCTTCAAAG。

9.4 试验程序

9.4.1 核酸提取

方法同 7.4.1。

9.4.2 核酸扩增

9.4.2.1 扩增体系

每个样品配制 42.5 μL 荧光 RAA 反应混合液,组成如下:

RAA 预混液 37.7 μ L VP72-F2(10 μ mol/L) 2.1 μ L VP72-R2(10 μ mol/L) 2.1 μ L VP72-T2(10 μ mol/L) 0.6 μ L

将 42.5 µL 荧光 RAA 反应混合液加入 RAA 荧光基础反应单元中;将 5 µL DNA 模板加入每个反应管中,将 2.5 µL 乙酸镁加在反应单元管盖上。每次进行荧光 RAA 扩增时均应设立阳性、阴性及空白对照。阳性对照应用阳性对照样品所提取核酸作为模板,阴性对照应用阴性对照样品所提取核酸作为模板,空白对照应用无核酸酶水作为模板。加入模板后,密封反应管,放入恒温振荡混匀仪。完成混匀收集后,将所有反应管放入荧光恒温检测仪中。按 9.4.2.2 运行扩增程序。

9.4.2.2 扩增条件

扩增温度 39 ℃,扩增时间 15 min,每隔 20 s 收集荧光信号。

9.5 试验成立条件

阳性对照起峰时间 ≤1.67 min 且出现特异性起峰曲线,阴性对照无起峰时间或阴性对照起峰时间 >10 min且无特异性起峰曲线,试验结果有效;否则应重新进行试验。

9.6 荧光 RAA 结果判定

符合 9.5 的条件,被检样品起峰时间≤10 min 且出现特异性起峰曲线,则判为 ASFV 核酸阳性;被检样品无起峰时间或被检样品起峰时间≥10 min 且无特异性起峰曲线,则判定为 ASFV 核酸阴性。

10 高敏荧光免疫分析法

10.1 试剂

- 10.1.1 无核酸酶水,配制方法见 B.1。
- 10.1.2 0.1 mol/L PBS(pH 7.4),配制方法见 A.1。
- 10.1.3 ASFV 抗原高敏荧光检测试剂卡(检测卡)。

10.2 仪器设备

- 10.2.1 高敏荧光分析仪。
- 10.2.2 组织匀浆机。
- 10.2.3 微量可调移液器(2.5 μL、10 μL、100 μL、200 μL、1 000 μL 等不同规格)。
- **10.2.4** 台式低温高速离心机(最大离心力 12 000 g 以上)。



10.3 试验程序

10.3.1 样本前处理

10.3.1.1 血液样本处理

全血需经过抗凝处理,血清、血浆无需处理。

10.3.1.2 组织样本处理

取猪组织(优先采集脾或淋巴结组织)4 g 加入匀浆机,加入 1 mL 0.1 mol/L PBS(pH 7.4)缓冲液,打碎搅拌成匀浆、离心,取上清液待检。

10.3.2 准备

侍检样本和检测卡从 2 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 取出,平衡到室温(25 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 左右);高敏荧光分析仪开机。

10.3.3 加样

10.3.3.1 血清、血浆或组织提取上清液

用微量可调移液器吸取样本 $40~\mu$ L 加入检测卡,然后加入 $50~\mu$ L 稀释液,从加样开始静置免疫反应 $15~\min$ 后读值。

10.3.3.2 全血、黏稠样品

用微量可调移液器吸取样本 50 μ L 加入检测卡,5 min 后加入 50 μ L 稀释液,接着再加入 50 μ L 稀释液,

10.3.3.3 唾液、粪便、污水样品

用微量可调移液器吸取样本 40 μ L 加入检测卡,然后加入 50 μ L 稀释液,从加样开始静置免疫反应 15 min 后读值。

10.3.4 检测

避光层析 15 min 后,将检测卡放入高敏荧光分析仪,点击"诊断"读值。

10.4 高敏荧光免疫分析结果判定

读值与 ASFV 抗原含量成正比。

10.4.1 检测结果判定

被检样品读值<12,则判定为 ASFV 抗原阴性;被检样品读值>16,则判定为 ASFV 抗原阳性; 12<被检样品读值<16,则判定为可疑。

10.4.2 可疑样品复测判定

可疑样品读值<12,则判定为 ASFV 抗原阴性;可疑样品读值≥12,则判定为 ASFV 抗原阳性。

11 夹心 ELISA 抗原检测方法

11.1 试剂

- 11.1.1 包被抗体: ASFV P30 蛋白单克隆抗体。
- 11.1.2 酶标抗体:辣根过氧化物酶标记的 P30 蛋白单抗(针对 P30 蛋白的不同表位)。
- 11.1.3 对照: ASFV 阳性对照(纯化的杆状病毒表达 P30 蛋白)、ASFV 阴性对照(SPF 猪血清)。
- 11.1.4 包被缓冲液,配制方法见附录 C 的 C.1。
- 11.1.5 封闭缓冲液,配制方法见 C.2。
- 11.1.6 稀释缓冲液,配制方法见 C.3。
- 11.1.7 洗涤缓冲液,配制方法见 C.4。
- 11.1.8 TMD 底物溶液,配制方法见 C.5。
- 11.1.9 终止液,配制方法见 C.6。

11.2 仪器设备

- 11.2.1 酶标仪。
- 11.2.2 恒温孵育箱。
- 11.2.3 洗板机或洗涤瓶。
- 11.2.4 96 孔酶标板。
- 11.2.5 "U"型 96 孔稀释板。
- 11.2.6 微量可调移液器(2.5 μ L、10 μ L、100 μ L、200 μ L、1000 μ L 等不同规格)。
- 11.2.7 贮液槽。
- 11.2.8 封板膜。
- 11.2.9 吸水纸巾。

11.3 试验程序

11.3.1 包被酶标板

P30 蛋白单克隆抗体用包被缓冲液 1:200 倍稀释后,每孔 100 μL 包被 96 孔酶标板,37 ℃饱和湿度下吸附 2 h,用洗涤缓冲液洗板 4 次后拍干,300 μL/孔加入封闭缓冲液,37 ℃饱和湿度下吸附 2 h,用洗涤缓冲液洗板 4 次后拍干。

11.3.2 夹心 ELISA 抗原检测操作步骤

- 11.3.2.1 在所有孔中加入稀释液,25 μL/孔。
- 11.3.2.2 酶标板上对照和待检样品的分布图,见图 1。在 A1、B1 孔中加入阳性对照,25 μ L/孔;在 C1、D1 孔中加入阴性对照,25 μ L/孔;在 E1、F1 等其余孔加入待检样品,25 μ L/孔,37 ℃孵育 60 min。
- 11.3.2.3 弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗 4 次,洗涤缓冲液 300 µL/孔。
- 11.3.2.4 每孔加入酶标抗体(1×),50 μL/孔,37 ℃孵育 30 min。
- 11.3.2.5 弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗 4 次,洗涤缓冲液 300 µL/孔。
- 11.3.2.6 每孔加入底物溶液,50 μL/孔,室温避光作用 10 min。
- 11.3.2.7 每孔中加入 50 μL 终止液,终止反应。
- 11.3.2.8 用酶标仪在 450 nm 波长下测定各孔 OD 值。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Р	S5										
В	Р	S6										
С	N	S7										
D	N	S8										
Е	S1	S9										
F	S2	S10										
G	S3	S11										
Н	S4	S12										

说明:

P —— 阳性对照孔;

N---阴性对照孔;

S1、S2、S3、S4等——待检样品孔,其余类推。

图 1 样品加样记录表(推荐模式)

11.4 试验成立条件

阳性对照 OD450值>0.5,且阴性对照 OD450值<0.09,试验结果有效;否则,应重新进行试验。

11.5 夹心 ELISA 抗原检测结果判定

在试验成立的前提下,待检样品 $OD_{450}>0.12$,则判定该待检样品为 ASFV 抗原阳性; $OD_{450}\leqslant 0.12$,则判定该待检样品为 ASFV 抗原阴性。

5/1C

12 间接 ELISA 抗体检测方法

12.1 试剂

- 12.1.1 包被抗原:杆状病毒表达的 ASFV P30 重组蛋白。
- 12.1.2 酶标抗体:辣根过氧化物酶标记的羊抗猪二抗。
- 12.1.3 对照: ASFV 阳性对照血清、ASFV 阴性对照血清。
- 12.1.4 包被缓冲液,配制方法见 C.1。
- 12.1.5 封闭缓冲液,配制方法见 C.2。
- 12.1.6 稀释缓冲液,配制方法见 C.3。
- 12.1.7 洗涤缓冲液,配制方法见 C.4。
- 12.1.8 TMD 底物溶液,配制方法见 C.5。
- 12.1.9 终止液,配制方法见 C.6。

12.2 仪器设备

见 11.2。

12.3 试验程序

12.3.1 包被酶标板

用包被缓冲液将 ASFV P30 重组蛋白稀释至终浓度 0.3 $\mu g/mL$,每孔 100 μL 包被 96 孔酶标板奇 10

数条作为检测孔,使用抗原稀释液包被 96 孔酶标板偶数条作为对照孔,37 \mathbb{C} 饱和湿度下吸附 2 h,用洗涤缓冲液洗板 4 次后拍干,300 μ L/孔加入封闭缓冲液,37 \mathbb{C} 饱和湿度下吸附 2 h,用洗涤缓冲液洗板 4 次后拍干。

12.3.2 间接 ELISA 抗体检测操作步骤

- 12.3.2.1 待检血清与阴性、阳性对照血清使用样品稀释液做 40 倍稀释。
- 12.3.2.2 酶标板上对照和待检样品的分布图,见图 2。50 μ L/孔,在 A1、A2 和 B1、B2 孔中加入稀释后的阳性对照血清,在 C1、C2 和 D1、D2 孔中加入稀释后的阴性对照血清,在 E1、E2 等其余孔加入稀释后的待检血清,37 ℃孵育 60 min。
- 12.3.2.3 弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗 4次,洗涤缓冲液 300 μL/孔。
- 12.3.2.4 每孔加入酶标抗体(1×),50 μL/孔,37 ℃孵育 30 min。
- 12.3.2.5 弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗 4次,洗涤缓冲液 300 µL/孔。
- 12.3.2.6 每孔加入底物溶液,50 μ L/孔,室温避光作用 10 min。
- 12.3.2.7 每孔中加入 50 μL 终止液,终止反应。
- 12.3.2.8 用酶标仪在 450 nm 波长下测定各孔 OD 值,按式(1)计算 OD450 差值。

$$OD_{450-C} = OD_{450-1} - OD_{450-0}$$
(1)

式中:

OD_{450-C}—OD₄₅₀差值;

OD₄₅₀₋₁ ——OD₄₅₀ 奇数孔值;

OD_{450-O}—OD₄₅₀偶数孔值。

	1	2	3	4	5	6	7	<u> </u>	9	10	11	12
А	Р	Р	S5	S5								
В	Р	Р	S6	S6								
С	N	N	S7	S7								
D	N	N	S8	S8								
Е	S1	S1	S9	S9								
F	S2	S2	S10	S10								
G	S3	S3	S11	S11								
Н	S4	S4	S12	S12								

说明.

P——阳性血清对照孔;

N----阴性血清对照孔;

S1、S2、S3、S4等——待检血清孔,其余类推。

图 2 样品加样记录表(推荐模式)

12.4 试验成立条件

阳性对照 OD_{450} 差>0.5,且阴性对照 OD_{450} 差<0.2,试验结果有效;否则,应重新进行试验。

12.5 间接 ELISA 抗体检测结果判定

在试验成立的前提下,待检样品 OD450 差>0.2,则判定该待检样品为 ASFV 抗体阳性;待检样品

OD₄50 差≤0.2,则判定该待检样品为 ASFV 抗体阴性。

13 阻断 ELISA 抗体检测方法

13.1 试剂

- 13.1.1 包被抗原:杆状病毒表达的 ASFV P30 重组蛋白。
- 13.1.2 酶标抗体:辣根过氧化物酶标记的抗 ASFV P30 蛋白单抗。
- 13.1.3 对照: ASFV 阳性对照血清、ASFV 阴性对照血清。
- 13.1.4 包被缓冲液,配制方法见 C.1。
- 13.1.5 封闭缓冲液,配制方法见 C.2。
- 13.1.6 稀释缓冲液,配制方法见 C.3。
- 13.1.7 洗涤缓冲液,配制方法见 C.4。
- 13.1.8 TMD 底物溶液,配制方法见 C.5。
- 13.1.9 终止液,配制方法见 C.6。

13.2 仪器设备

见 11.2。

13.3 试验程序

13.3.1 包被酶标板



用包被缓冲液将 ASFV P30 重组蛋白稀释成终浓度为 $0.3~\mu g/mL$,每孔 $100~\mu L$ 包被 96 孔酶标板, 37~ ℃饱和湿度下吸附 2~h,用洗涤缓冲液洗板 4~次,300~ $\mu L/$ 孔加入封闭缓冲液,37~ ℃饱和湿度下吸附 2~h,用洗涤缓冲液洗板 4~次后拍干。

13.3.2 阻断 ELISA 抗体检测操作步骤

- 13.3.2.1 酶标板上对照和样品的分布图,见图 3。每孔加入 50 μ L 的稀释液,在 A1、B1 孔加入 50 μ L 阳性对照血清,在 C1、D1 孔加入 50 μ L 阴性对照血清,在 E1、F1 孔加入 50 μ L 稀释液,其余每孔加入 50 μ L 的血清样品,37 ℃孵育 60 min。
- 13.3.2.2 弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗 5 次,洗涤缓冲液 300 μL/孔。
- 13.3.2.3 用稀释缓冲液将酶标 P30 单抗稀释至工作浓度,100 μL/孔,37 ℃孵育 30 min。
- 13.3.2.4 弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗5次,洗涤缓冲液300 µL/孔。
- 13.3.2.5 每孔加入底物溶液, $100 \mu L/$ 孔,室温避光作用 $15 \min$ 。
- 13.3.2.6 每孔中加入 100 μL 终止液,终止反应。
- 13.3.2.7 用酶标仪在 450 nm 的波长下测定各孔 OD 值,计算阻断率。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Р	S3										
В	Р	S4										
С	N	S5										
D	N	S6										
Е	Cm	S7										
F	Cm	S8										
G	S1	S9										
Н	S2	S10										

说明,

P——阳性血清对照孔;

N---阴性血清对照孔;

Cm---酶标单抗对照孔;

S1、S2、S3、S4等——待检血清孔,其余类推。

图 3 样品加样记录表(推荐模式)

13.4 阻断率计算方法

阻断率按式(2)~式(4)计算:

$$BR_{S} = 100 - (OD_{450-S} \times 100) \div OD_{450-Cm} \qquad \cdots (2)$$

$$BR_{NC} = 100 - (OD_{450-NC} \times 100) \div OD_{450-Cm} \qquad \cdots (3)$$

$$BR_{PC} = 100 - (OD_{450-PC} \times 100) \div OD_{450-Cm} \qquad \cdots (4)$$

式中:

BRs ——待检血清样品阻断率;

BR_{NC} ——阴性对照血清阻断率;

BR_{PC} ——阳性对照血清阻断率;

OD_{450-S} — 待检血清样品 OD₄₅₀值;

OD_{450-NC}——阴性对照血清 OD₄₅₀值;

OD_{450-PC}——阳性对照血清 OD₄₅₀值;

OD_{450-Cm}——酶标单抗对照 OD₄₅₀值。

13.5 试验成立条件

阳性对照阻断率>70,且阴性对照阻断率<30,试验结果有效;否则,应重新进行试验。

13.6 阻断 ELISA 抗体检测结果判定

在试验成立的前提下,待检样品阻断率>50,则判定为 ASFV 抗体阳性;待检样品阻断率 ≤50 ,则判定为 ASFV 抗体阴性。

14 夹心 ELISA 抗体检测方法

14.1 试剂

14.1.1 包被抗原: ASFV 重组 P54 蛋白。

- 14.1.2 酶标抗原:辣根过氧化物酶标记的重组 P54 蛋白。
- 14.1.3 对照: ASFV 阳性对照血清、ASFV 阴性对照血清。
- 14.1.4 包被缓冲液,配制方法见 C.1。
- 14.1.5 封闭缓冲液,配制方法见 C.2。
- 14.1.6 稀释缓冲液,配制方法见 C.3。
- 14.1.7 洗涤缓冲液,配制方法见 C.4。
- 14.1.8 TMD 底物溶液,配制方法见 C.5。
- 14.1.9 终止液,配制方法见 C.6。

14.2 仪器设备

见 11.2。

14.3 试验程序

14.3.1 包被酶标板

ASFV 重组 P54 蛋白用包被缓冲液稀释至终浓度为 0.1 μ g/mL,按每孔 100 μ L 的量包被 96 孔酶标板,37 ℃饱和湿度下吸附 2 h,用洗涤缓冲液洗板 4 次后拍干,300 μ L/孔加入封闭缓冲液,37 ℃饱和湿度下吸附 2 h,用洗涤缓冲液洗板 4 次后拍干。

14.3.2 ELISA 操作步骤

- 14.3.2.1 酶标板上对照和样品的分布图,见图 4。在 A1 和 B1 孔加入 ASFV 阳性对照血清各 $50~\mu$ L, 在 C1 和 D1 孔加入 ASFV 阴性对照血清各 $50~\mu$ L;剩余孔中加入待检样品血清 $50~\mu$ L。
- 14.3.2.2 轻轻振匀孔中样品(勿溢出),37 ℃孵育 20 min。
- **14.3.2.3** 甩干 ASFV 抗原包被板孔中的液体,每孔加入 300 μ L 洗涤缓冲液,洗涤 5 次,在洗涤和加入下一个试剂前,避免孔壁变干。
- **14.3.2.4** 每孔加入 50 μL 的酶标抗原(1×);37 ℃孵育 20 min。
- 14.3.2.5 甩干 ASFV 抗原包被板孔中的液体,每孔加入 300 μ L 洗涤缓冲液,洗涤 5 次,在洗涤和加入下一个试剂前,避免孔壁变干。
- 14.3.2.6 每孔加入 50 μL 底物溶液 A 和 50 μL 底物溶液 B;37 ℃避光孵育 10 min。
- 14.3.2.7 每孔加入 50 μL 终止液终止显色反应;使用酶标仪测定 450 nm 波长处的 OD 值。

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Р	S5										
В	Р	S6										
С	N	S7										
D	N	S8										
Е	S1	S9										
F	S2	S10										
G	S3	S11										
Н	S4	S12										

说明,

P---阳性血清对照孔;

N----阴性血清对照孔;

S1、S2、S3、S4等——待检血清孔,其余类推。

图 4 样品加样记录表(推荐模式)



14.4 试验成立条件

 OD_{450-NC} 值 \leqslant 0.15 且 OD_{450-PC} 值 \geqslant 0.6,试验结果有效;否则重新进行试验。 注. 阴性血清的平均 OD 值即为 OD_{450-NC} ;阳性血清的平均 OD 值即为 OD_{450-PC} 。

14.5 夹心 ELISA 抗体检测结果判定

Cut Off 值按式(5)计算:

Cut Off=
$$OD_{450-S}$$
- OC_{450-NC} (5)

式中:

OD_{450-S} ——待检血清样品 OD₄₅₀值;

OD_{450-NC} ——阴性对照血清 OD₄₅₀值。

在试验成立的前提下,Cut Off 值≤0.15,则判为 ASFV 抗体阴性;Cut Off 值>0.15,则判为 ASFV 抗体阳性。

15 间接免疫荧光方法

15.1 试剂

- 15.1.1 制备抗原板:感染 ASFV 的细胞或者感染重组病毒(表达 ASFV 蛋白)的细胞固定于固相载体。
- 15.1.2 对照血清: ASFV 阳性对照血清、ASFV 阴性对照血清。
- 15.1.3 荧光二抗:羊抗猪 IgG H&L(FITC)。
- 15.1.4 细胞固定液:丙酮、甲醇按1:1比例配置。
- 15.1.5 封闭缓冲液,配制方法见 C.2。
- 15.1.6 稀释缓冲液,配制方法见 C.3。
- 15.1.7 洗涤缓冲液,配制方法见 C.4。

15.2 仪器设备

- 15.2.1 荧光显微镜。
- 15.2.2 24 孔细胞培养板。
- 15.2.3 旋转振荡器。
- 15.2.4 恒温培养箱。
- 15.2.5 微量可调移液器(2.5 μL、10 μL、100 μL、200 μL、1000 μL 等不同规格)。
- 15.2.6 与移液器匹配的吸头。
- 15.2.7 吸水纸巾。

15.3 试验程序

15.3.1 抗原板的制备

选择合适细胞铺制 24 孔细胞培养板,待细胞生长至 80%时,进行细胞计数。按合适的病毒量接种 ASFV 种毒或表达 ASFV 蛋白的重组病毒,37 \mathbb{C} 维持培养约 48 h。每孔加入 200 μ L 预冷细胞固定液 将细胞固定 10 min,弃去固定液,将细胞培养板晾干。晾干后储存于 $-20 \mathbb{C}$ 冰箱备用。

15.3.2 间接免疫荧光检测操作步骤

15.3.2.1 将固定的抗原板从一20 ℃冰箱中取出,每孔用洗涤缓冲液清洗 3 次,洗涤缓冲液 1 000 μ L/孔。15.3.2.2 抗原板上对照和样品的分布图,见图 5。弃去反应孔中的液体,在 A1 孔加入 200 μ L 阳性对照血清,在 B1 孔加入 200 μ L 阴性对照血清,其余每孔加入 200 μ L 的待检血清样品,37 ℃孵育 60 min。

	1	2	3	4	5	6
A	Р	S3			5 4C	
В	N	S4				
С	S1					
D	S2					

说明:

P---阳性血清对照孔;

N----阴性血清对照孔;

S1、S2、S3、S4等——待检血清孔,其余类推。

图 5 样品加样记录表(推荐模式)

- 15.3.2.3 弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗 3 次,洗涤缓冲液 1 000 μ L/孔。
- 15.3.2.4 用稀释缓冲液将荧光二抗稀释至工作浓度,200 μL/孔,37 ℃孵育 50 min。
- 15.3.2.5 弃去反应孔中的液体,每孔用洗涤缓冲液清洗 3次,洗涤缓冲液 1 000 μL/孔。
- 15.3.2.6 荧光显微镜观察结果。

15.4 试验成立条件

阳性对照出现特异性绿色荧光,且阴性对照无特异性绿色荧光,试验结果有效;否则,应重新进行试验。

15.5 间接免疫荧光结果判定

在试验成立的前提下,待检样品出现特异性绿色荧光,则判定待检样品为 ASFV 抗体阳性。待检样品无特异性绿色荧光,则判定待检样品为 ASFV 抗体阴性。待检样品出现非特异性绿色荧光或荧光信号较弱,则判定待检样品为 ASFV 抗体可疑,建议重新检测血清样品或用不同的方法重新检测。

16 综合判定

16.1 经 5.4 判定为疑似 ASF 病例,经普通 PCR 方法(见第 7 章)、荧光 PCR 方法(见第 8 章)、荧光 RAA 方法(见第 9 章)任一项检测出 ASFV 核酸阳性的,或经高敏荧光免疫分析法(见第 10 章)、夹心 ELISA 抗原检测方法(见第 11 章)任一项检测出 ASFV 抗原阳性的,可诊断为 ASF 病例。如经普通 PCR 方法(见第 7 章)检测出 ASFV 核酸阴性的,或经高敏荧光免疫分析法(见第 10 章)、夹心 ELISA 抗原检测方法(见第 11 章)检测出 ASFV 核酸阴性的,仍需经荧光 PCR 方法(见第 8 章)、荧光 RAA 方法(见第 9 章)进行再检,任一项检出 ASFV 核酸阳性的,可诊断为 ASF 病例。

16.2 无明显临床症状的易感动物,经普通 PCR 方法(见第 7 章)、荧光 PCR 方法(见第 8 章)、荧光 RAA 方法(见第 9 章)任一项检测出 ASFV 核酸阳性的,或经高敏荧光免疫分析法(见第 10 章)、夹心 ELISA 抗原检测方法(见第 11 章)任一项检测出 ASFV 抗原阳性的,可诊断为 ASFV 感染;如经普通 PCR 方法(见第 7 章)检测出 ASFV 核酸阴性的,或经高敏荧光免疫分析法(见第 10 章)、夹心 ELISA 抗原检测方法(见第 11 章)检测出 ASFV 核酸阴性的,仍需经荧光 PCR 方法(见第 8 章)、荧光 RAA 方法(见第 9 章)进行再检,任一项检出 ASFV 核酸阳性的,可诊断为 ASF 感染。

16.3 经间接 ELISA 抗体检测方法(见第 12 章)、阻断 ELISA 抗体检测方法(见第 13 章)、夹心 ELISA 抗体检测方法(见第 14 章)、间接免疫荧光方法(见第 15 章)任一项检测出 ASFV 抗体阳性的,可诊断为 ASFV 抗体阳性;如经间接 ELISA 抗体检测方法(见第 12 章)、阻断 ELISA 抗体检测方法(见第 13 章)、夹心 ELISA 抗体检测方法(见第 14 章)检测结果不一致的,需经间接免疫荧光方法(见第 15 章)进行确诊。

附 录 A (规范性附录) 样品保存液的配制方法

A.1 0.1 mol/L 磷酸盐缓冲液(PBS, pH 7.4)

氯化钠(NaCl)	85.00 g
磷酸氢二钠(Na ₂ HPO ₄)	15.49 g
磷酸二氢钠(NaH2PO4)	2.03 g
加去离子水至	1 000 mL

或者

氯化钠(NaCl)	80.0 g
氯化钾(KCl)	2.0 g
磷酸氢二钠(Na ₂ HPO ₄ • 12H ₂ O)	30.0 g
磷酸二氢钾(KH ₂ PO ₄)	2.0 g
加去离子水至	1 000 mL

A.2 0.04 mol/L PBS (pH 7.4)

0.1 mol/L PBS	400 mL
去离子水	600 mL
103 kPa 高压蒸汽灭菌 30 min, 室温或	4 ℃冰箱保存。

A.3 50%甘油-PBS 保存液

0.04 mol/L PBS 与纯甘油等量混合,调整 pH 值至 7.4,分装成小瓶。103 kPa 高压蒸汽灭菌 30 min。室温或 4 ℃冰箱保存。

附 录 B

(规范性附录)

聚合酶链式反应溶液的配制方法

B.1 无核酸酶水

DEPC 1 mL 去离子水 1 000 mL

充分混匀,将瓶盖拧松后置于37℃放置过夜,高压灭菌。

B.2 50×TAE 贮存液

三羟甲基氨基甲烷(Tris)242.0 g冰乙酸57.1 mL0.5 mol/L EDTA(pH 8.0)100.0 mL

加蒸馏水至 1 000 mL。

B.3 1×TAE 缓冲液

使用前将 50×TAE 作 50 倍稀释即可。

B.4 2%的琼脂糖凝胶

琼脂糖 1 g $1 \times TAE$ 缓冲液 50 mL Gold View 溶液 (10 mg/mL) 2.5 μ L

称取 1 g 琼脂糖,置于 200 mL 锥形瓶中,加入 50 mL 1×TAE 缓冲液,加热溶解,冷却至 50 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ 60 $^{\circ}$ $^{\circ}$ 时加入 2.5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ Gold View 溶液,倒入胶槽内自然凝固。



附 录 C

(规范性附录)

酶联免疫吸附试验溶液的配制方法

C.1 包被缓冲液——0.05 mol/L pH 9.6 碳酸盐缓冲液

 Na_2CO_3 0.318 g NaHCO₃ 0.588 g 去离子水 200 mL

用 0.22 μm 膜过滤除菌,室温保存备用。

C.2 封闭缓冲液(含 2%BSA 的 pH 7.4 PBS)

pH7.4 PBS 1 000 mL BSA 20 g

现配现用。

C.3 稀释缓冲液(含 1%BSA 的 pH 7.4 PBS)

pH7.4 PBS 1 000 mL BSA 10 g

现配现用。

C.4 洗涤缓冲液——pH 7.4 PBST (0.05%吐温-20)

pH7.4 PBS 1 000 mL 0.5 mL 吐温-20

现配现用。

C.5 TMD 底物溶液

底物溶液 A:

TMB 200 mg 无水乙醇 100 mL

蒸馏水加至 1 000 mL。

底物溶液 B:

20

磷酸氢二钠(Na₂HPO₄,分析纯) 71.7 g 柠檬酸(C₆H₈O₇,分析纯) 9.33 g 0.75%过氧化氢尿素 6.4 mL

加蒸馏水至 1 000 mL,调整 pH 值至 5.0~5.4。

将底物溶液 A 和底物溶液 B 按 1:1 混合,现配现用。

C.6 终止液(2 mol/L 硫酸)

111 mL 分析纯浓硫酸缓慢逐滴加入 889 mL 去离子水中,室温分装保存。